

## BeneFusion eSP/eVP/eDS

Sistema de infusão

# Eficiência em cada gota





## Eficiência no fluxo de trabalho

### Interação intuitiva


- A tela de toque capacitiva colorida de 3,5" oferece aos usuários uma excelente experiência com uma operação fácil.
- A interface de usuário intuitiva permite a programação rápida de parâmetros chave, tornando o processo de fluxo de trabalho muito mais fácil.



### Separação rápida

#### SmartRapid™

O SmartRapid™ garante uma infusão no tempo certo, reduzindo significativamente o tempo de inicialização, desde a ligação da bomba até a administração da primeira gota de medicamento.



#### Eficiente processo de carregamento de conjunto IV

O BeneFusion eVP foi projetado para simplificar o processo de carregamento de um conjunto IV, tornando-o mais eficiente e simplificado.




SafeDose™

- O código de cores dos nomes dos medicamentos ajuda os usuários a selecionar e verificar facilmente o medicamento correto.
- O software SafeDose™ Info permite programar parâmetros de infusão automaticamente para aumentar a eficiência.
- O SafeDose™ DERS ajuda a evitar erros de dosagem com restrição de limites rígidos ou flexíveis.



Ajuste de infusão flexível


Ajustando facilmente a terapia de infusão em 3 etapas.



Rápida resolução de problemas

Sistema dinâmico de pressão

Indicador em forma de velocímetro com pressão numérica para monitorar rapidamente a tendência da pressão em linha.



Alerta com uma mensagem visual sobre a possível oclusão antes de interromper a infusão.

O mecanismo de tentativa automática permite retomar a infusão o antes possível para garantir a infusão contínua.

Sistema de Alarme Intuitivo


Uma animação educativa é exibida para orientar os usuários a resolver o problema rapidamente.



Eficiência em Segurança


Desempenho de infusão preciso

- Alta precisão: eSP  $\pm 1,8\%$ ; eVP  $\pm 5\%$
- Precisão de longas horas garantida



Relé multicanal automático

- Série BeneFusion E suporta relé circular e personalizado para garantir a continuidade da infusão.
- Fluxo de trabalho de relé suave que garante um processo de administração de medicamentos estável e perfeito.



SmartAIR™

Com o SmartAIR™, o BeneFusion eVP aumenta significativamente o nível de segurança da administração IV.

- Sensor de ultrassom duplo para detectar as bolhas de ar com mais precisão, evitando falta de alarme ou falso alarme de entrada de ar.
- Tamanho de detecção de bolhas de ar de 15ul no BeneFusion eVP, garantindo a segurança do paciente durante toda a infusão, mesmo no caso de recém-nascidos.



# Eficiência na aplicação

## Tudo em um

BeneFusion eSP e eVP satisfazem vários objetivos de infusão combinando todas as funções.




## Solução de acoplamento flexível

- O design de acoplamento modular do BeneFusion eDS permite uma expansão fácil de 2 para 16 compartimentos.
- O design engenhoso garante o fácil encaixe das bombas.



# Eficiência em Informática



## Monitoramento central integrado

O BeneVision CMS™ oferece monitoramento completo de todos os detalhes dos sinais vitais e do tratamento de infusão dos pacientes, fornecendo informações abrangentes para os clínicos a fim de melhorar a qualidade do atendimento ao paciente.



Fácil gerenciamento com vários leitos



Dados abrangentes para leito simples